

CONTACT US

INTERMEDICAL S.r.l. IMD Group

24050 Grassobbio (Bergamo) Italy Via E. Fermi, 26 ph. 0039 035 6594811 fax 0039 035 6594899 e-mail info@inter-med.it www.inter-med.it

Compact DR plus Motorized unit with batteries Range





Mobile Unit equipped with digital images acquisition system in radiography mode with detector at solid status.

(AVAILABLE ALSO IN ANALOG VERSION)

Unità radiografica mobile motorizzata per l'acquisizione di immagini digitali in modalità grafia con detettore allo stato solido. (DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE ANALOGICA)

MODELS AVAILABLE:

- · 32 & 40 kW
- With standard or telescopic column

MODELLI DISPONIBILI:

- · 32 & 40 kW
- Con colonna standard o telescopica



STANDARD COLUMN



TELESCOPIC COLUMN

COMPACT DR PLUS, suits a wide range of clinical applications, intended to perform diagnostic and radiological examinations of:

- Intensive care
- First Aid
- **Orthopaedics**
- Neonatology
- **Sports Medicine**
- **Operating Theatre**

The acquired images are saved in the system memory, displayed on a high resolution monitor and possibly sent to a diagnostic work station or to a general archive through Dicom connection.

The unit grants the automatic calibration of the acquisition parameters, process and image display according to both the selected anatomic part and the patient size.

COMPACT DR PLUS, soddisfa una vasta gamma di applicazioni cliniche e viene utilizzata per l'esecuzione di esami radiologici e indagini diagnostiche di:

- Terapia intensiva
- · Pronto soccorso
- Ortopedia
- Neonatologia
- · Medicina dello Sport
- · Sala operatoria

Le immagini acquisite vengono salvate nella memoria di massa del sistema, visualizzate su un monitor ad alta risoluzione ed eventualmente inviate ad una work station diagnostica o ad un archivio generale tramite rete Dicom.

Il sistema garantisce la calibrazione automatica dei parametri di acquisizione, processo e visualizzazione delle immagini in funzione sia della parte anatomica selezionata che della taglia del paziente.

Wide vertical excursion

Ampia escursione verticale

- 1. Cable reel
- 2. Electric and mechanic arm blocking mechanism
- 3. Safety key and DVD recorder
- 4. Anticollision bumper
- 1. Avvolgicavo
- Sistema di bloccaggio elettrico e meccanico del braccio





3.