



NewRadius C-arm



IMPROVING PERFORMANCES

DISPLAY STATION

**AFG & DFG monitor trolley version:
two 19" LCD monitors**

*Carrello porta monitor per versioni AFG & DFG:
due monitor da 19" LCD*



**DIM HD monitor trolley version:
one 24" LCD monitor**

*Carrello porta monitor per versione DIM HD:
monitor singolo da 24" LCD*



**Available in different models,
with 9" or 12" Image Intensifier
and different software memories.**

*Disponibile con Intensificatore
di Brillanza da 9" o 12"
e con diverse configurazioni di memoria*

NewRadius

C-arm

Highly reliable, tough and enduring
Mobile System for surgical
fluoroscopy.

Designed to grant the best
performances with the maximum
affordability.


*Arco a 'C' affidabile ed ergonomico dalle
ottime prestazioni.*



IMPROVING PERFORMANCES


210 mm Horizontal Run

Escursione orizzontale: 210 mm



Wide orbital movement: 135° (+93° ÷ -42°)

Ampio movimento orbitale: 135° (+93° ÷ -42°)




NewRadius

C-arm

Arm rotation around
the horizontal axis: $\pm 270^\circ$

*Rotazione dell'arco attorno
all'asse orizzontale: $\pm 270^\circ$*



**Ease of handling, X-ray parameters,
image quality and safety are just
some of its peculiarities.**

*Facilità di manovra, parametri radiologici,
qualità dell'immagine e sicurezza sono
solo alcune delle sue peculiarità.*



IMPROVING PERFORMANCES

!!! WARNING !!!
This X-ray unit may be dangerous to patient and operator unless safe exposure factors, operating instructions and maintenance schedules are observed

Membrane keyboard with alphanumeric touch screen LCD display for all the parameters and error messages.
Keyboard can be rotated of $\pm 60^\circ$

*Tastiera a membrana con schermo LCD touch-screen per la gestione di tutti i parametri operativi e i messaggi di errore.
La tastiera può essere ruotata di $\pm 60^\circ$*





Extra vertical run key

Azionamento extra corsa verticale



AFG & DFG monitor trolley keyboard

Tastiera carrello porta monitor per versioni AFG & DFG



Triple footswitch fluoroscopy control

Comando fluoroscopia a triplo pedale



Lateral control panel

Pannello comandi laterale



X-ray handswitch with extensible cable

Pulsante raggi con cavo estensibile



IMPROVING PERFORMANCES



CONTACT US

INTERMEDICAL S.r.l.
IMD Group

*24050 Grassobbio (Bergamo) Italy
Via E. Fermi, 26
ph. 0039 035 6594811
fax 0039 035 6594899
e-mail info@inter-med.it
www.inter-med.it*

Data may be altered with no prior warning.

doc. 12625 – 21.06.2018

CE
0051